

# Cover-ENT<sup>®</sup>

**Guaine monouso sterili per nasofaringoscopi flessibili**

Sterili, pratiche e pronte all'uso

Maggiore sicurezza e produttività

Preservano l'efficienza dei nasofaringoscopi

Riducono i costi e i tempi di manutenzione

Efficace barriera contro virus e batteri

Minori rischi di infezione ed eventi avversi



# Cover-ENT® Guaine monouso sterili per nasofaringoscopi flessibili

*Siamo in grado di fornire modelli personalizzati basati su richieste del cliente*

Marca Endoscopio	Modello Endoscopio	Codice Guaina Cover
<b>OLYMPUS</b>	ENF-XP	GNF20X30
	ENF-P4	GNF42X300
	ENF-GP	GNF42X300
	ENF-GP2	GNF33X300
	ENF-V	GNF44X37
	ENF-V2	GNF42X300
	ENF-V3	GNF30X30P
	ENF-V4	GNF30X32O
	ENF-VH	GNF4230L2
	ENF-VQ	GNF4230L3 / GNF4430L2
	<b>STORZ</b>	11101SK-SK2
11101RP1-2		GNF39X30S
11101CM		GNF39X30
11101HD		GNF39X30
11101VP		GNF39X30V
11102CM		GNF30X30

Marca Endoscopio	Modello Endoscopio	Codice Guaina Cover	
<b>PENTAX</b>	FNL-7RP3	GNF30X30S	
	FNL-10RP3	GNF42X300	
	FNL-10RBS	GNF42X300	
	VNL1170K	GNF4430L2	
	VNL1190K	GNF4430L2	
<b>XION</b>	EF-N SLIM	GNF30X32	
	EF-N / EF-NS	GNF39X32	
	EV-N	GNF44X32	
	EV-NC	GNL39X30S	
	<b>FENTEX</b>	700710FX	GNF35X30
		700761FX	GNF30X30P
700721FX Video		GNF39X30	
<b>MACHIDA</b>	ENT-30PIII	GNF35X30M	
<b>OTOPRONT</b>	VN-S	GNF39X28	
<b>ORL VISION</b>	RS1-RX1	GNFORLV01	
<b>OPTIM</b>	Entity	GNF39X30E	
<b>HENKE SASS WOLF</b>	8300019728	GNF35X30	

## Confezionamento:

*Ogni scatola contiene 20 guaine confezionate singolarmente, ognuna con doppia etichetta per la rintracciabilità. Un cartone contiene 5 scatole*

Prodotte da :

**COVER**

C.so V. Emanuele II, 12 - 10123 Torino (Italy)  
Tel +39 0182 077213 - Fax +39 0182 989819  
email: info@cover-srl.com web site: www.cover-srl.com



UNI CEI EN ISO  
13485:2012

Distribuite da: