

GUAINA MONOUSO PER ISTEROSCOPIA

Gynko[®]

Ø 3mm

con CANALE 5 e 7 fr.



VANTAGGI




Completa sterilità dell'ottica e della telecamera



Annulla ogni tipo d'usura derivante dai cicli di sterilizzazione



Riduce i tempi di procedura dell'esame



GFRGYN300

Gynko® Guaina con canale operativo da 5 fr. per ottiche rigide 2,9mm, l=300mm, 0° lente rigida con attacco tipo Storz e copritelecamera. **Confezione 10 pz.**

GFRGYN300W

Senza copritelecamera
Confezione 10 pz.

GFRGYN330

Gynko® Guaina con canale operativo da 5 fr. per ottiche rigide 2,9mm, l=300mm, 30° lente rigida con attacco tipo Storz e copritelecamera. **Confezione 10 pz.**

GFRGYN330W

Senza copritelecamera
Confezione 10 pz.

GFRGYN337

Gynko® Guaina con canale operativo da 7 fr. per ottiche rigide 2,9mm, l=300mm, 30° lente rigida con attacco tipo Storz e copritelecamera. **Confezione 10 pz.**

GFRGYN337W

Senza copritelecamera
Confezione 10 pz.

Gynko®

Distribuito da:

